

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN + BIOKOMPATIBILITÄT-SCHLUSSPÜLWASSER DER THERMOSHIELD PRODUKTREIHE

Produkt	THERMOSHIELD XTREME	THERMOSHIELD BASIX	THERMOSHIELD C	THERMOSHIELD P	THERMOSHIELD SHINE
Artikelnummer	00-170-000-01	00-173-000	00-180-000	00-181-000	00-182-000
Aussehen	gelblich bis orange, klare Lösung	klare, schwach gelbliche Lösung	klare, farblose Lösung	klare, farblose Lösung	klare, farblose Lösung
Geruch	charakteristisch	charakteristisch	stechend, typisch	leicht säuerlich	typisch
pH-Wert	11,2	13,1	1,0	0,3	1,9
Dichte (g/cm ³)	1,030	1,083	1,166	1,294	1,024
Leitwert Schlusspülung (µS/cm)	8,9	15	120	530	22

Produkt	THERMOSHIELD NR	THERMOSHIELD FLEX	THERMOSHIELD DESINFECTANT
Artikelnummer	00-119-000	00-183-000	00-134-000
Aussehen	klare, farblose Lösung	klare, gelbliche Lösung	klare, farblose Lösung
Geruch	schwach, unspezifisch	unspezifisch	aldehydartig
pH-Wert	7-8	10,5	3,5
Dichte (g/cm ³)	1,003	1,014	1,007
Leitwert Schlusspülung (µS/cm)	35 THERMOSHIELD NR und DESINFECTANT	36,3 THERMOSHIELD FLEX und DESINFECTANT	