

Dosiertabelle Pulver / Dosage table powder

Fertige Gebrauchslösung Ready-to-use solution	1,0 %	2,0 %	3,0 %	4,0 %
1 L	10 g	20 g	30 g	40 g
2 L	20 g	40 g	60 g	80 g
3 L	30 g	60 g	90 g	120 g
4 L	40 g	80 g	120 g	160 g
5 L	50 g	100 g	150 g	200 g
8 L	80 g	160 g	240 g	320 g
10 L	100 g	200 g	300 g	400 g
30 L	300 g	600 g	900 g	1200 g

Herstellung Anwendungslösungen:

Die Anwendungslösung ist aus Pulver und Leitungswasser herzustellen. Um 5 Liter Anwendungslösung mit einer 2%igen Konzentration herzustellen, müssen 100 g des Pulvers abgewogen und dann auf 5 Liter mit Leitungswasser aufgefüllt werden. Die Richtlinien und Einwirkzeiten des Herstellers sind zu beachten.

Preparation of a working solution:

The working solution consists of powder and tap water. In order to prepare 5 liters of solution with a concentration of 2 %, weigh out 100 g of powder and add tap water to bring the total volume to 5 liters. Always follow manufacturers guidelines and exposure times.