

DESINFEKTION UND HYGIENE FÜR DEN INFEKTIONSSCHUTZ

Kernprogramm

Ambulante Einrichtungen und MVZ



Zukunftsweisende Lösungen für **eine gesunde Umwelt**

Der Einsatz von nachwachsenden und ökologisch sinnvollen Rohstoffen ist heute wichtiger denn je, um Produktsicherheit zu fördern und sowohl unsere Umwelt als auch die Gesundheit zukünftiger Generationen zu schützen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden und Anwender dabei zu unterstützen, mehr umweltverträgliche Produkte zu verwenden.

Unsere neue Nachhaltigkeitsbroschüre

nachhaltigkeit.schumacher-online.com



ULTRASOL OXY® WIPES: Schnelldesinfektion mit hervorragender Biokompatibilität¹

Unser ULTRASOL OXY besteht zu 99 % aus Inhaltsstoffen mit hervorragender Biokompatibilität. Mit den beiden Wirkstoffen Peressigsäure und Wasserstoffperoxid desinfiziert es besonders effizient. Nach der Anwendung bleiben Sauerstoff, Essig und Wasser übrig. Alles biokompatible Stoffe, die zusätzlich verträglich mit den Materialien sind, auf denen sie ihre Wirksamkeit entfalten. Mit ULTRASOL OXY stärken wir einen nachhaltigen Gesundheitsschutz, der vor allem in Risikobereichen nötig ist.



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES mit Bio Vlies: Mehr Leistung, noch mehr Bio

Unser innovatives DESOTEX Bio Vlies besteht aus nur einer Komponente. Das Vlies besteht zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen und ist damit vollständig biologisch abbaubar.² Der enthaltene Wirkstoff Ethanol kommt aus der Natur - und wird von der Natur entsprechend gut auch wieder abgebaut. Zusätzlich haben unsere DESCOCEPT SENSITIVE WIPES einen vergleichsweise geringen Alkoholgehalt, das macht sie auch so material- und hautverträglich.



Mehr dazu finden Sie auf unserer Website

Erfahren Sie mehr darüber, wie sich Dr. Schumacher für den Umweltschutz stark macht. Auf unserer Website finden Sie alle Informationen zu unseren innovativen Produkten. Außerdem können Sie dort auf unsere umfassende Umwelterklärung zugreifen, in der wir jährlich aufzeigen, wo und in welchem Umfang wir die Emissionen an unseren Standorten senken.

www.schumacher-online.com






PRESERVE




PRESERVE



ASEPTOMAN® MED

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- Begrenzt viruzid PLUS innerhalb von 30 Sekunden
- Dank niedrigem Alkoholgehalt insbesondere für die häufige Anwendung geeignet
- Wirksam gegen Noro-, Rota- und Adenoviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- Breites Wirkspektrum für die Routine und den Ausbruchsfall
- Frei von Parfüm und Farbstoffen sowie QAV



ASEPTOMAN® DUO

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel


- Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Begrenzt viruzid PLUS für umfangreichen Schutz in der Routine
- Frei von Parfüm und Farbstoffen sowie QAV für eine gute Hautverträglichkeit

Pflichtangaben siehe Rückseite



PROTECT

PREVENT



ASEPTOMAN® FORTE

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- Volle Viruzidie gem. EN14476 innerhalb von 30 Sekunden
- Chirurgische Händedesinfektion in 1,5 Min.
- Patentierte Kombination von Alkohol und Rückfettersystem – für eine viruzide Wirksamkeit bei gleichzeitiger Pflege der Haut
- Feuchtigkeitsspendend und pflegend durch Rückfetter und Glycerin
- Frei von Parfüm und Farbstoffen sowie QAV



DESCODERM HAUTDESINFEKTION

Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel
2-Propanol 70 % (V/V)

- Bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- Begrenzt viruzid
- Parfümfrei, frei von potenziell allergisierenden Zusatzstoffen
- Abrechenbarer Sprechstundenbedarf

Pflichtangaben siehe Rückseite

Prevent – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. Preserve – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. Protect – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

PRESERVE

VAH

IHO

ÖGHMP

HACCP



- Wirkungsspektrum begrenzt viruzid PLUS gem. EN 14476
- Gute Material- und Hautverträglichkeit bei geringem Ethanolgehalt
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf Oberflächen und Medizinprodukten
- Strukturiertes Vliesmaterial verbessert die Saugfähigkeit
- Ideal für den Bereich der Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen geeignet

ULTRASOL OXY® PRODUKTFAMILIE

Sporizide Schnelldesinfektion auf oxidativer Basis

PROTECT

VAH

IHO

ÖGHMP

HACCP



- Breites Wirkungsspektrum¹ inkl. Viruzidie und Sporizidie nach neusten Normen
- Hohe Materialverträglichkeit aufgrund oxidativer Basis
- Ohne toxische und umweltschädliche Rückstände
- Geeignet für effektive Desinfektionsmaßnahmen im Lebensmittelbereich
- Reinigung und Desinfektion in einem Schritt
- Geeignet zur Schlussdesinfektion von semikritischen Medizinprodukten

Sporizid getestet unter niedriger
und hoher Belastung nach
EN 17126 und EN 17846

¹ bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, sporizid, fungizid und viruzid

Prevent – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. Preserve – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. Protect – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

PREVENT



- VAH
- IHO
- ÖGHMP



OPTISAL® N

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- Geringer Reinigungsaufwand durch Kombination aus sehr guter Reinigungs- und Desinfektionsleistung
- Klebeeffekte werden aufgrund der QAV-freien Formulierung vermieden
- Reinigung & Desinfektion in einem Arbeitsschritt

ONE SYSTEM® PLUS

Einweg-Vliestuchspendersystem zur Befüllung mit Desinfektionsmitteln

- 100% recyclingfähiger Dispenser
- Neues, innovatives Design für besonders einfache Handhabung
- Einsatzbereit nach 15 Minuten² – auch in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko – bei bis zu 60 Tagen² Standzeit
- Neu mit umklappbarem Handgriff
- Große und wiederverschließbare Öffnung zur einfachen Befüllung

PROTECT



PROTECT

- VAH
- IHO
- ÖGHMP



CLEANISEPT® WIPES FORTE

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

- Zur Aufbereitung von Medizinprodukten bei erhöhten Wirksamkeitsanforderungen
- Gebrauchsfertige, einzeln entnehmbare und schnell einsatzbereite Desinfektionstücher
- Zur viruziden Desinfektion von Ultraschallsonden für transvaginale und abdominale Untersuchungen
- Alkohol-, aldehyd- und phenolfrei

CLEANISEPT® WIPES FORTE MAXI

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

- Zur viruziden Desinfektion von Ultraschallsonden für transvaginale und abdominale Untersuchungen
- Breite Wirksamkeit innerhalb kurzer Zeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von mittelgroßen Flächen in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung
- Alkohol-, aldehyd- und phenolfrei
- Anwenderfreundliche, wiederverschließbare Verpackung

² Im Vergleich zu anderen gängigen Flächendesinfektionsmitteln mit einer Standzeit von 28 Tagen und einer Vorränkzeit von 30 Minuten erreichen die getesteten, VAH-gelisteten Flächendesinfektionsmittel aus dem Hause Dr. Schumacher eine Vorränkzeit von nur 15 Minuten und eine bis zu 42 bzw. 60 Tagen verlängerte Standzeit des befüllten Systems.

Prevent – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. Preserve – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. Protect – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

PRODUKTINFORMATION

Hygienelevel	Hände und Haut						
	Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.	
	DESCODERM HAUTDESINFEKTION	Sprühflasche	30	250 ml	04606343	00-401-0025	
		ASEPTOMAN® MED	Kittelflasche	20	150 ml	16821124	00-457OP-0015
			Spenderflasche	20	500 ml	13420821	00-457OP-005
			Spenderflasche	12	1 L	13420809	00-457OP-010
		Kanister	3	5 L	14307340	00-457OP-050	
	ASEPTOMAN® DUO	Kittelflasche	20	150 ml	19301684	00-407OP-0015	
		Spenderflasche	20	500 ml	19301715	00-407OP-005	
		Spenderflasche	12	1 L	19301738	00-407OP-010	
	ASEPTOMAN® FORTE	Kittelflasche	20	150 ml	16821130	00-485OP-0015	
		Spenderflasche	20	500 ml	15190578	00-485OP-005-01	
		Spenderflasche	12	1 L	19228993	00-485OP-010-01	
		Kanister	3	5 L	15190590	00-485OP-050-01	
Hygienelevel	Fläche						
	Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Tuchgröße	PZN	Art. Nr.
	OPTISAL® N	Sachet	200	40 ml		15869123	00-214-0004-01
		Dosierflasche	10	1 L		03979912	00-214-010
		Kanister	3	5 L		03979929	00-214-050
	DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	Packung (DESOTEX Wipes System)	9	60 Tücher	20 x 22 cm	17195976	00-323DS-To60
		Packung (DESOTEX Bio Vlies)	9	100 Tücher	20 x 20 cm	14307328	00-323DS-T100
	CLEANISEPT® WIPES FORTE	Spenderdose	12	100 Tücher	14 x 20 cm	10403408	00-235-D100
	CLEANISEPT® WIPES FORTE MAXI	Packung	6	100 Tücher	20 x 22 cm	14307305	00-235-T100
	ULTRASOL OXY®	Packung	6	108 Tücher	20 x 20 cm	18703073	00-270-T108
		Standbodenbeutel	4	120 Tücher	17,5 x 36 cm	18703096	00-270-OSEB120
		Flasche	6	2 L		18703104	00-270-020
	ONE SYSTEM PLUS	Eimer	2	100 Blatt	30 x 32 cm	12380433	00-915-OSEE100-01

Pflichttextangaben nach § 4 Heilmittelwerbegezet (HWG)

DESCODERM HAUTDESINFEKTION

Alkoholische Hautdesinfektion. Wirkstoff: 2-Propanol 70% (V/V) Lösung

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g; Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge. **Gegenanzeigen:** Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Stand der Information: 01/2022

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com

ASEPTOMAN® DUO

50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol pro 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Triglyceride, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Alkoholisches Händedesinfektionsmittel, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS (zusätzlich Adeno-, Noro- und Rotaviren). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht auf Schleimhäuten oder im Augenbereich anwenden.

Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Brennen) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. **Warnhinweise:** Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten! Die Flasche fest verschlossen halten und vor Hitze geschützt aufbewahren. Bei Anwendung nicht rauchen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der Lösung, Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Stand der Information: 12/2023

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com