

INSTRUMENTE

MANUSHIELD CLEANER

Universell, leistungsfähig,
vielseitig kombinierbar

optimales
**Preis-Leistungs-
Verhältnis**




MANUSHIELD CLEANER

Der praktische Flüssigreiniger für Instrumente und Endoskope

- pH-neutral und materialschonend
- Gute Reinigungskraft und einfach integrierbar
- Parfümfrei

Der MANUSHIELD CLEANER ist ein leistungsfähiges Flüssigkonzentrat ideal zur Aufbereitung konventioneller chirurgische und dental-/medizinischer Instrumente, aber auch starrer und flexibler Endoskope. Darüber hinaus ist er aufgrund seiner enzymfreien Formulierung auch optimal geeignet für die Ophthalmologie.

Hierbei kann der MANUSHIELD CLEANER in einem Tauchbad und einem Ultraschallbad angewendet werden und das auch bei allen Wasserhärten. Durch seine parfüm- und farbstofffreie Rezeptur hat er ein geringes allergenes Potential und ist so äußerst anwenderfreundlich. Der MANUSHIELD CLEANER ist kompatibel mit den Desinfektionsmitteln des Dr. Schumacher Produktportfolios für Instrumente.



Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.
Flasche	6	2 L	00-104-020-02
Kanister	3	5 L	00-104-050-01