

FLÄCHENDESINFEKTION

Die schnelle Lösung für große Flächen



DESCOSEPT SENSITIVE WIPES XL

Extragroße Desinfektionstücher im
praktischen Standbodenbeutel



Einsetzbar in vielen Bereichen



KRANKENHAUS



PFLEGEBEREICH



LEBENSMITTELBEREICH



KITA/KINDERGARTEN



MEDIZINISCHER BEREICH

Große Fläche, kleiner Aufwand

Unsere **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL** ermöglichen eine komfortable und zeitsparende Anwendung. Sie sind universell einsetzbar und durch die größeren Tücher besonders gut für die Desinfektion von großen Flächen im patientennahen Bereich geeignet. Wie auch unsere anderen Produkte der **DESCOCEPT SENSITIVE** Familie garantiert die bewährte Formulierung der Tränkflüssigkeit eine schnelle und umfassende Wirkung.

Ressourcenschonend in allen Bereichen

Durch bereits vorgetränkte Vliestuchrollen helfen unsere **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL** dabei, CO₂-Emissionen zu reduzieren und Ressourcen

zu sparen. Sie senken den Logistikaufwand, da keine separate Tränkflüssigkeit transportiert werden muss. Dadurch wird Kunststoff eingespart, der für die Herstellung der Kanister benötigt wird. Außerdem lässt sich die Verpackung der **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL**, sobald diese aufgebraucht sind, ganz einfach komprimieren. Dies ermöglicht eine effizientere Entsorgung. Anwender:innen unserer **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL** profitieren durch eine erhebliche Zeitersparnis in den Arbeitsabläufen. Durch das vorgetränkte Vliesmaterial fällt das Befüllen und die Einwirkzeit der Tränkflüssigkeit weg und die Tücher können sofort nach Anbruch der Verpackung verwendet werden.

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			30 s	1 min	2 min	3 min
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion						
bakterizid, levurozid */**	EN 16615	hohe Belastung, mit Mechanik			•	
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung	•			
		hohe Belastung		•		
mykobakterizid (M. avium, M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		•		
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung				•
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung		•		

*einschließlich Phase 2 Stufe 1 und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

** VAH-gelistet 5 Min.-Wert

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Größe	Art. Nr.	PZN
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL	Vliestuchspender	4	120 Blatt	17,5 x 36 cm	00-323DS-OSEB120	18386833

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.